



كولوكلين



التخزين

سنتين محكم الإغلاق داخل التعليب الأصلي و درجة حرارة أقل من 35° C .
اجتناب درجات عالية من الحرارة أو البرودة.

التعليب

25 كلغ.

الصحة و السلامة

لم يتم تصنيف هذا المنتج خطير حسب المعايير .
لمزيد من المعلومات، الإطلاع على ورقة بيانات السلامة رقم 152.

تعريف

كولوكلين دهان أكريليكي خاص بقطاع الصحة، دهان قابل للغسل، والذي يمنع نمو البكتيريا، فعال ضد سلالات مختلفة من البكتيريا ويقلل من خطر العدوى في المستشفيات.

مجال الإستخدام

مصمم للاستعمال الداخلي.

الخصائص التقنية

المظهر: نصف لامع .
اللون : أبيض.
المردودية : 10 - 12 م² / كلغ (اعتمادا على دعامة السطح) .
التخفيف : يمكن تخفيفه حتى نسبة 5 % بالماء .
التجفيف : ساعتين - الطبقة الثانية : بعد 4 ساعات .
أدوات الإستعمال : رولة - فرشاة .
الكثافة : 1.20 كلغ/لتر +/- 0.05 عند درجة مئوية .
اللزوجة : 120 +/- 5 عند درجة مئوية.

تحضير السطح

- يجب أن يكون السطح نظيفا، جافا وناعما قبل التطبيق.
- حك السطح بقوة بفرشاة خشنة.
- إزالة الغبار .
- الغسل بالمياه النفاثة إذا لزم الأمر.

خصائص التطبيق

يجب أن يكون السطح نظيفا، جافا وناعما قبل التطبيق .
يطبق كولوكلين باستخدام رولة أو فرشاة .
لا يطبق في ظروف رطبة مع درجات حرارة أقل من 5° م و /
أو رطوبة نسبية على درجة 70%.

إصدار: تشرين الاول 2016 من طرف شركة كولورادو 16/ 10.

تطور احتياجات عملنا قد يؤدي إلى تغيير خصائص منتجاتنا دون إشعار ودون التزام منا.